




Centrifugeuse sigma 3-30 KS

Cadre d'utilisation	Séparation de phases, récupération de surnageant ou de culot (particules fines)
Caractéristiques techniques	Vitesse de centrifugation max comprise entre 14 000 et 20 000 trs/min (en fonction du rotor utilisé) Volume centrifugé : de 15ml à 80ml
Responsable(s) de l'outil, contacts mail et téléphone	Sarah Bureau Sarah.Bureau@univ-grenoble-alpes.fr Tel : 04 76 63 51 31
Equipe à contacter	



*Centrifugeuse HeraeusLabofuge 200*

<b>Centrifugeuse Heraeus</b>	<b>Type Labofuge 200</b>
Cadre d'utilisation	Séparation de phases, récupération de surnageant ou de culot (particules fines)
Caractéristiques techniques	Vitesse de centrifugation jusqu'à 5300 trs/min Volume centrifugé : 15ml



*Centrifugeuse MiniSpin eppendorf*

<b>Centrifugeuse Eppendorf</b>	<b>Type Minispin</b>
Cadre d'utilisation	Séparation de phases, récupération de surnageant ou de culot (particules fines)
Caractéristiques techniques	Vitesse de centrifugation jusqu'à 10 00 trs/min Volume centrifugé : 1.5 ou 2ml
Responsable de l'outil	Sarah Bureau